



LABORATORIO DE CALIBRACION					
Nombre equipo	RADIOMETRO	Rango de uso	0-1999 uW / cm ²		
Marca	BIO TEC	Resolución	1 uW / cm ²		
Modelo	DALE 40	Exactitud	+- 5% FULL SCALE		
Código interno	IME-EQP-021	Versión software	No aplica		
Número de serie	34762	Versión firmware	No aplica		
Instalaciones		Laboratorio		In situ	x

DATOS DE COMPRA**DESCRIPCION / APLICACIÓN**

El radiómetro de fototerapia está diseñado para la medición precisa de la radiación luminosa en la parte azul del espectro, proporciona una medición continua de la radiación con solo colocar la sonda de detección bajo la luz de fototerapia (solo lámparas fluorescente).

ACCESORIOS

Descripción	Número de serie	Cantidad
Maleta de transporte	No registra	1

RECOMENDACIONES

- Leer el manual antes de manipular el equipo.
- Proteger de la humedad.
- No someter a altas vibraciones o golpes.
- Una vez terminado el trabajo, guardarlas en su embalaje respectivo.

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

Electrónica	x
Electromecánica	
Eléctrica	
Hidráulica	
Neumática	

OPERACION

Voltaje Ac	
Frecuencia Ac	
Corriente Ac	
Voltaje Dc	9V
Corriente Dc	

Ing. Estefania Ruiz

Dirección Técnica Laboratorio Calibración
Elaboró / Revisó